

ООО «Джонсон & Джонсон»  
представляет программу

# «Страхование при подборе торических контактных линз»\*

**Программа направлена на расширение возможностей для специалиста при подборе торических контактных линз и гарантирует обмен упаковки линз, если по каким-либо причинам линзы не подошли пациенту.**

**Программа действует в следующих случаях:**

- 1** Если в кабинете нет необходимых диагностических торических линз, салон оптики может заказать упаковку коммерческих линз с необходимыми параметрами в ООО «Джонсон & Джонсон».

Специалист примеряет линзу или пару линз из этой упаковки на глаза пациента:

- ✓ если линзы подошли, пациент оплачивает салону оптики стоимость этой упаковки контактных линз;
- ✓ если торические линзы не подошли пациенту, специалист выбрасывает использованную линзу или пару линз, а остальные возвращает в ООО «Джонсон & Джонсон» вместе с заполненной формой «Запрос на возврат/обмен продукции» (форму салону оптики предоставляет менеджер ООО «Джонсон & Джонсон»).

После получения заполненной формы «Запрос на возврат/обмен продукции» ООО «Джонсон & Джонсон» производит обмен вскрытой упаковки на другую новую упаковку этого типа линз с любыми параметрами вместе с очередным заказом салона оптики.

- 2** Если торические линзы были подобраны с помощью диагностических линз и была заказана коммерческая упаковка, но при примерке выяснилось, что линза по каким-либо параметрам не подходит (оптическая сила сферы, цилиндра, смещение линзы и др.), специалист выбрасывает использованную линзу или пару линз, а остальные возвращает в ООО «Джонсон & Джонсон» вместе с заполненной формой «Запрос на возврат/обмен продукции».

После получения заполненной формы «Запрос на возврат/обмен продукции» ООО «Джонсон & Джонсон» производит обмен вскрытой упаковки на другую новую упаковку этого типа линз с любыми параметрами вместе с очередным заказом салона оптики.

- 3** Если пациент приобрёл новые для него торические контактные линзы под товарным знаком ACUVUE®, но в течение нескольких дней не смог адаптироваться к их ношению и обратился в салон оптики с просьбой заменить линзы, специалист заполняет форму «Запрос на возврат/обмен продукции», прикладывает к ней упаковку с оставшимися линзами и отправляет в ООО «Джонсон & Джонсон».

После получения заполненной формы «Запрос на возврат/обмен продукции» ООО «Джонсон & Джонсон» производит обмен вскрытой упаковки на другую новую упаковку этого типа линз с любыми параметрами вместе с очередным заказом салона оптики.

**Упаковка линз подлежит обмену только в том случае, если израсходовано не более 14 однодневных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE OASYS® 1-DAY for ASTIGMATISM и не более 2 двухнедельных линз ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM из упаковки.**

За дополнительной информацией, связанной с программой «Страхование при подборе торических контактных линз», просим вас обращаться в службу по работе с клиентами ООО «Джонсон & Джонсон» по телефону: 8-800-555-27-47.

**Программа действует до 31 декабря 2022 г. (включительно).**

**Внимание!** Если возврат контактной линзы происходит по причине технического брака контактных линз, заполняется другая форма и отправляется в ООО «Джонсон & Джонсон» вместе с упаковкой, в которой обнаружен брак.

\* Программа действует только для подбирающих салонов оптики.

# 1- DAY ACUVUE OASYS® WITH\* HYDRALUXE® for ASTIGMATISM\*\*

Широкий диапазон торических контактных линз ежедневной замены<sup>1</sup>

Для расчета параметров торической контактной линзы воспользуйтесь калькулятором на сайте [www.jjvc.ru](http://www.jjvc.ru)

**2260**  
вариантов

Ось	от 0,00D до -6,00D (шаг 0,25D)				от -6,50 D до -9,00 D (шаг 0,50 D)			от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D)		
	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓							
40°	✓	✓	✓							
50°	✓	✓	✓							
60°	✓	✓	✓							
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓							
130°	✓	✓	✓							
140°	✓	✓	✓							
150°	✓	✓	✓							
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* с технологией, \*\* для астигматизма, 1. «Джонсон & Джонсон». Данные в файлах компании, 2020. Количество пациентов с астигматизмом, который подходит торические линзы марки ACUVUE®.  
© 2021, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФСЗ 2010/07338 от 07.08.2018 г., № ФСЗ 2009/01309 от 28.02.2017 г., № ФСЗ 2010/07714 от 02.03.2017 г. Информация для медицинских специалистов.  
ROA130421FLS





Параметры оптической силы

# ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM\*\* with\* HYDRACLEAR® PLUS\*\*\*\*

Расширенный спектр параметров!

Ось	От Plano до -6,00 D (шаг 0,25 D)					От -6,50 D до -9,00 D (шаг 0,50 D)					От +0,25 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)				
	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* с технологией. \*\* для астигматизма. \*\*\* увлажняющий. \*\*\*\* плюс.